

Nos solutions pour le suivi de la prolifération cellulaire

	Référence	Désignation	Conditionnement	Excitation (nm)	Laser	Emission (nm)	Principe du Marquage
CFSE	BLE423801	CFSE Cell Division Tracker Kit	1 kit (500 µg CFSE, 500 µl DMSO)	492	Bleu	517	Profil de dilution
ViaFluor™ 405	BTM30068	ViaFluor™ 405-SE Cell Proliferation Kit	1 kit	408	Violet	452	Profil de dilution
Iodure de Propidium	BLE421301	Propidium Iodide Solution	2 ml	488	Bleu	617	Discrimination des phases du cycle cellulaire via la quantification du contenu en ADN